




**1** EN Parts listing and images / ES Piezas e imágenes /  
 FR Pièces et images / IT Pezzi e immagini /  
 DE Teile und Bilder

**A**  
 Seat  
 Asiento  
 Siège  
 Sedile  
 Sitz




**B + C**  
 Seat supports


Barras para el asiento  
 Barres pour le siège  
 Barre per il sedile  
 Sitzstangen





**D**  
 Bolts  
 Tornillos  
 Vis  
 Viti  
 Schrauben



**E**  
 Washers  
 Arandelas  
 Rondelles  
 Rondelle  
 Scheiben



**2** EN How to make the assembly / ES Montaje /  
 FR Assemblage / IT Montaggio /  
 DE Montage



## ENGLISH

Read carefully these instructions before the patient uses this shower chair Faro and keep them for future reference.

Do not use as a step to climb on.

To adjust the height of the seat press the spring plunger on the leg and slide the leg out to the desired height making sure that the spring plunger relocates in one of the holes. This process must be carried out to all four legs and they must be at the same setting for safety.

Maximum patient weight: 135 kg.

Remove the dirtiness with a wet cloth and neutral soap and then dry. Do not use aggressive or abrasive chemical cleaners as they can damage the product.

At the end of its lifetime, get rid of the product in a responsive way.

## ESPAÑOL

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar esta silla de baño modelo Faro y consérvelas como referencia.

No se ponga de pie sobre la silla.

Para ajustar la altura de la silla presione el émbolo de ajuste de la pata y deslícela hasta la altura deseada. Asegúrese también de que el émbolo de ajuste queda bien colocado dentro de uno de los orificios. Este proceso debe repetirse con las cuatro patas y todas deben quedar a la misma altura por su seguridad.

Peso máximo del usuario: 135 kg.

Elimine la suciedad con un paño húmedo y jabón neutro y luego séquela. No utilice limpiadores químicos agresivos ni abrasivos para no dañar el producto.

Cuando termine su vida útil, deseche el producto de la forma adecuada.

## FRANÇAIS

Lisez attentivement ces instructions avant que le patient utilise la chaise de toilette Faro et conservez-les pour des prochaines consultations.

N'utilisez jamais ce produit comme un marchepied.

Pour ajuster la hauteur du siège, appuyez sur le poussoir à ressort sur le pied et faites glisser le pied jusqu'à la hauteur désirée en vous assurant que le poussoir à ressort se place bien dans l'un des trous. Ce processus doit être effectué sur les quatre pieds et ils doivent être à la même hauteur pour votre sécurité.

Poids patient maximum : 135 kg.

Enlevez la saleté avec un tissu humide et savon neutre, et après séchez-le. N'utilisez pas de nettoyants chimiques agressifs ou abrasifs. Ils peuvent abimer le produit.

À la fin de sa vie, débarrassez-vous du produit de manière responsable.

## ITALIANO

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la sedia da bagno Faro e di conservare queste istruzioni per future consultazioni.

Non usare come uno sgabello per salirci sopra.

Per regolare l'altezza del sedile, premere il bottone corrispondente sulla gamba e fare scorrere la gamba all'altezza desiderata assicurandosi che il pistone della molla trasferisce in uno dei buchi. Questo processo deve farsi per tutte le quattro gambe e deve farsi con la stessa impostazione per sicurezza.

Peso massimo supportato: 135 kg.

Utilizzare esclusivamente un panno umido e del sapone neutro. Successivamente asciugare bene prima dell'utilizzo. Non pulire la sedia con prodotti abrasivi per evitare di daneggiarla.

Smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita.

## DEUTSCH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor Verwendung des Duschhockers, Modell Faro, durch und bewahren Sie sie für künftige Verwendungen auf.

Verwenden Sie sie nicht als Trittbrett.

Um die Sitzhöhe zu regulieren, drücken Sie den Verstellkolben des Beins und stellen Sie das Bein auf die gewünschte Höhe. Stellen Sie sicher, dass der Verstellkolben korrekt in die Öffnung passt. Diesen Vorgang mit den 4 Stuhlbeinen durchführen, damit der Duschhocker sicher steht.

Maximale Belastung: 135 kg.

Entsorgen Sie den Schmutz mit einem nassen Tuch und Neutralseife wenn notwendig, denn trocknen Sie den Duschhocker. Bitte verwenden Sie keine aggressiven oder abrasiven chemischen Reiniger; sie können den Duschhocker beschädigen.

Bitte entsorgen Sie das Produkt auf korrekte Art und Weise nach Beendigung der Laufzeit.

