

Manual de instrucciones

Pistola de masaje

Massage Gun

PS-01



Instrucciones en Español **ES**

User manual in English **EN**

ÍNDICE

1. Piezas incluidas	2
2. Características del producto	3
3. Instrucciones de funcionamiento	4
4. Instrucciones de la batería	5
5. Advertencias y precauciones	5
6. Mantenimiento	6




Este artículo no es un producto sanitario ni está destinado al tratamiento o prevención de enfermedades.

1. Piezas incluidas

1 CABEZAL TIPO A

Sirve para diferentes zonas del cuerpo.




2 CABEZAL TIPO B

Sirve para las manos, entre otras zonas del cuerpo.




3 CABEZAL TIPO C

Sirve para diferentes zonas del cuerpo.




4 CABEZAL TIPO D

Sirve para diferentes zonas del cuerpo.




5 CABEZAL TIPO E

Sirve para los brazos, cintura, muslos y zona cervical.




6 CABEZAL TIPO Y

Sirve para la zona cervical y tobillos.



2. Características del producto

Nombre	
1	Toma de carga
2	Interruptor de encendido
3	Aumento de velocidad de masaje
4	Disminución de velocidad de masaje
5	Indicador de batería
6	Nivel de velocidad



3. Instrucciones de funcionamiento

1 Toma de carga

Por favor, cargue la batería completamente, cuando utilice este dispositivo por primera vez. Utilice el cargador original.

Advertencia: Asegúrese de que el dispositivo no está funcionando durante la carga.

2 Interruptor

Para encender el dispositivo gire el interruptor hacia la izquierda (ON), y para apagar el dispositivo gire el interruptor hacia la derecha (OFF).

3 Aumento de velocidad de masaje

Pulse el símbolo + que encontrará en la pantalla para aumentar el nivel de velocidad de masaje.

4 Disminución de velocidad de masaje

Pulse el símbolo - que encontrará en la pantalla para disminuir el nivel de velocidad de masaje.

5 Indicador de batería

Muestra el nivel carga del dispositivo.

6 Indicador de nivel de velocidad

Comenzando desde 1350rpm/min en el nivel 1, cada nivel va aumentando 50 rpm/min hasta llegar al nivel 30 con un máximo de 2800rpm/min.

4. Instrucciones de la batería

1. Este dispositivo está equipado con una batería de litio de 12,5V/1500mAH, que es segura y fiable, y puede trabajar continuamente durante 2,5 horas en la posición de nivel de velocidad más bajo.
2. Para cargar la batería en su totalidad deberá estar en carga durante 3 horas ininterrumpidas.

Advertencia: La batería de este aparato no es extraíble. Si necesita sustituir la batería, póngase en contacto con un técnico profesional.

5. Advertencia y precauciones

Antes de hacer uso de este dispositivo asegúrese de leer detenidamente estas advertencias y precauciones:

- No utilice este producto para bebés, menores de edad, mujeres embarazadas, personas que lleven marcapasos o tengan contenidos metálicos en el cuerpo.
- Mantenga el producto alejado de líquidos, fuentes de calor y fuentes de ignición.
- Está prohibido realizar cualquier desmontaje y modificación en el producto.
- El dispositivo no se puede usar en el cuello y la cabeza.
- El tiempo de masaje continuo de una misma parte no debe superar los 60 segundos.
- Asegúrese de instalar un cabezal antes de hacer uso del dispositivo. Según las diferentes partes del cuerpo, elija el cabezal de masaje adecuado.
- Mantenga los dedos, el pelo o cualquier parte del cuerpo lejos del eje y de la parte posterior del cabezal de masaje.
- No sumerja el producto en agua ni permita que esta entre en los conductos de ventilación del producto.
- No deseche ni haga un mal uso del dispositivo.
- Nunca deje el producto sin vigilancia.

6. Mantenimiento

1. Limpie la superficie del dispositivo con un paño ligeramente húmedo, tras este paso asegúrese de secarlo.

INDEX

1. Parts included	8
2. Product features	9
3. Operating instructions	10
4. Battery instructions	11
5. Warning and precautions	11
6. Maintenance	12




This item is not a medical device and is not intended for the treatment or prevention of disease.

1. Included parts


1 TYPE A HEAD

Suitable for different areas of the body.




2 TYPE B HEAD

Suitable for hands, among other areas of the body.




3 TYPE C HEAD

Suitable for different areas of the body.




4 TYPE D HEAD

Suitable for different areas of the body.




5 TYPE E HEAD

Suitable for arms, waist, thighs and cervical area.




6 TYPE Y HEAD

Suitable for the cervical area and ankles.



2. Product features

Name	
1	Charing socket
2	Power Switch
3	Speed up
4	Speed Down
5	Batery indicator
6	Speed level



3. Operating Instructions

1 Charging socket

Please charge the battery fully when using this device for the first time. Use the original charger.

Warning: Make sure that the device is not running during charging.

2 Switch

To turn the device on, turn the switch to the left (ON), and to turn the device off, turn the switch to the right (OFF).

3 Speed Up

Press the + symbol on the display to increase the massage speed level.

4 Speed Down

Press the - symbol on the display to decrease the massage speed level.

5 Battery indicator

Displays the charge level of the device.

6 Speed Level Indicator

Starting from 1350rpm/min at level 1, each level increases by 50rpm/min up to level 30 with a maximum of 2800rpm/min.

4. Battery Instructions

1. This device is equipped with 12.5V/1500mAH lithium battery, which is safe and reliable, and can work continuously for 2.5 hours at the lowest speed level position.
2. To charge the battery fully it should be on charge for 3 hours uninterruptedly.

Warning: The battery of this appliance is not removable. If you need to replace the battery, contact a professional technician.

5. Warning and precautions

Before using this device, be sure to read these warnings and cautions carefully:

- Do not use this product for infants, minors, pregnant women, persons wearing pacemakers or having metallic contents in the body.
- Keep the product away from liquids, heat sources and sources of ignition.
- It is prohibited to perform any disassembly and modification on the product.
- The device cannot be used on the neck and head.
- The time of continuous massage of the same part must not exceed 60 seconds.
- Be sure to install a head before using the device. According to the different parts of the body, choose the appropriate massage head.
- Keep fingers, hair or any part of the body away from the shaft and the back of the massage head.
- Do not immerse the product in water or allow water to enter the product's vents.
- Do not discard or misuse the device.
- Never leave the product unattended.

6. Maintenance

1. Clean the surface of the unit with a slightly damp cloth and wipe it dry with a dry cloth.



Made in P.R.C



ZHETJIANG RONGSHUN
TECHNOLOGY CO., LTD
No. 399 Zhengnan North St,
High-Tech Industrial Park,
Jinyi New Urban District,
Jinhua, Zhejiang, China



GRUPO R. QUERALTÓ S.A.
Polígono Industrial El Pino,
Calle Pino Albar, 24, 41016,
Sevilla (Spain)